


Jenny

Art.nr 1013

Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.

Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.


Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.



Styrhandtag justerbart i höjd.



Rejåla, lättrollande hjul.



- Antimagnetiskt infusionsstativ
- Krokar för droppåsar i aluminium
- Nedre stång i eloxerad aluminium dia 30 mm
- Droppstång i eloxerad aluminium dia 22 mm
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Styrhandtag i aluminium
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Stativfot i aluminium, dia: 650 mm
- Vikt: 7,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning nedre stolpe: 15 kg
- Standardfärg: blå (RAL 5002)
- Andra färger mot förfrågan

Jenny med utrustning.

